



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LGPv 6527

Medicofryseskab på 596 liter

Med fire flytbare trådhylder og ventileret frys

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R290

Design og materialer

Dør	Skummet dør
Døre, antal	1 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvlukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Nettovolume	429 l
Bruttovolume	598 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	700 mm x 830 mm x 2160 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	533 mm x 650 mm x 1550 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	745 mm x 875 mm x 2220 mm

Ydeevne og forbrug

Frysetemperatur interval	-9 °C til -35 °C
Klimaklasse	5
Energiforbrug (kWh/dag)	5,53 kWh/dag
Lydniveau	60 dB(A)
Udførelse	Ventileret