



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LKPV 1420

Laboratoriekøleskab på 1.427 liter

Med temperatur-, dør- og strømsvigtsalarm

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R290

Design og materialer

Dør	Skummet dør
Døre, antal	2 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvlukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Bruttovolume	1361 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	1430 mm x 830 mm x 2160 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	1236 mm x 650 mm x 1500 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	1475 mm x 875 mm x 2215 mm

Udstyr

Antal hylder	8 stk.
Hyldetype	Trådhyld

Ydeevne og forbrug

Køletemperatur interval	-2 °C til 16 °C
Klimaklasse	5
Energiforbrug (kWh/dag)	1,96 kWh/dag
Lydniveau	58 dB(A)
Udførelse	Ventileret