



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LKPV 8420

Medicokøleskab med fire hylder

Selvlukkende skummet dør med indbygget lås

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R290

Design og materialer

Dør	Skummet dør
Døre, antal	1 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvlukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Bruttovolume	856 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	790 mm x 980 mm x 2160 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	620 mm x 850 mm x 1550 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	835 mm x 1025 mm x 2180 mm

Udstyr

Antal hylder	4 stk.
Hyldetype	Trådhyld

Ydeevne og forbrug

Køletemperatur interval	-2 °C til 16 °C
Klimaklasse	5
Energiforbrug (kWh/dag)	1,65 kWh/dag
Lydniveau	58 dB(A)
Udførelse	Ventileret