



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LKUv 1613

Laboratoriekøleskab med glasdør

Med praktisk temperaturalarm og digital temperaturvisning

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R600a

Design og materialer

Dør	Hængslet glasdør
Døre, antal	1 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvlukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Nettovolume	132 l
Bruttovolume	152 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	601 mm x 618 mm x 820 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	440 mm x 435 mm x 670 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	615 mm x 709 mm x 875 mm

Udstyr

Antal hylder	3 stk.
Hyldetype	Trådhyld

Ydeevne og forbrug

Køletemperatur interval	3 °C til 16 °C
Klimaklasse	7
Energiforbrug (kWh/dag)	1,01 kWh/dag
Lydniveau	47 dB(A)
Udførelse	Ventileret