



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LK Pv 6520

Medicokøler med fire hylder

Selvlukkende dør med fodpedal for håndfri betjening

## Tilslutning

|          |       |
|----------|-------|
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Faser    | 1     |

## Køleteknik

|            |            |
|------------|------------|
| Afrimning  | Automatisk |
| Kølemiddel | R290       |

## Design og materialer

|             |              |
|-------------|--------------|
| Dør         | Skummet dør  |
| Døre, antal | 1 stk.       |
| Styring     | Elektronisk  |
| Dørfunktion | Selvlukkende |

## Dimensioner, volumen og vægt

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Bruttovolume                   | 597 l                      |
| Udvendige dimensioner (BxDxH)  | 700 mm x 830 mm x 2160 mm  |
| Indvendige dimensioner (BxDxH) | 1236 mm x 650 mm x 1500 mm |
| Pakke dimensioner (BxDxH)      | 745 mm x 875 mm x 2220 mm  |

## Udstyr

|              |          |
|--------------|----------|
| Antal hylder | 4 stk.   |
| Hyldetype    | Trådhyld |

## Ydeevne og forbrug

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Køletemperatur interval | -2 °C til 16 °C |
| Klimaklasse             | 5               |
| Energiforbrug (kWh/dag) | 1,36 kWh/dag    |
| Lydniveau               | 58 dB(A)        |
| Udførelse               | Ventileret      |