



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LKV 3913

Stort laboratoriekøleskab med glasdør

Med udvendigt digitalt display og temperaturalarm

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R600a

Design og materialer

Dør	Hængslet glasdør
Døre, antal	1 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvlukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Nettovolume	332 l
Bruttovolume	386 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	597 mm x 615 mm x 1840 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	440 mm x 435 mm x 1635 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	615 mm x 709 mm x 1897 mm

Udstyr

Antal hylder	5 stk.
Hyldetype	Trådhyld

Ydeevne og forbrug

Køletemperatur interval	3 °C til 16 °C
Klimaklasse	7
Energiforbrug (kWh/dag)	1,32 kWh/dag
Lydniveau	48 dB(A)
Udførelse	Ventileret