



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: MKUV 1610

Kompakt laboratoriekøler på 130 liter

Med indbygget temperatur-, dør- og strømsvigtsalarm

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R600a

Design og materialer

Dør	Skummet dør
Døre, antal	1 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvlukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Nettovolume	109 l
Bruttovolume	142 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	601 mm x 618 mm x 820 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	440 mm x 435 mm x 670 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	615 mm x 709 mm x 875 mm

Ydeevne og forbrug

Klimaklasse	4
Energiforbrug (kWh/dag)	0,75 kWh/dag
Lydniveau	47 dB(A)
Udførelse	Ventileret