



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LKPV 6523

Laboratoriekøleskab med glasdør

Med fire flytbare hylder og kapacitet på 601 liter

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R290

Design og materialer

Dør	Hængslet glasdør
Døre, antal	1 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvluukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Bruttovolume	597 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	700 mm x 830 mm x 2160 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	533 mm x 650 mm x 1550 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	745 mm x 875 mm x 2220 mm

Udstyr

Antal hylder	4 stk.
Hyldetype	Trådhylder

Ydeevne og forbrug

Køletemperatur interval	0 °C til 16 °C
Klimaklasse	5
Energiforbrug (kWh/dag)	1,56 kWh/dag
Lydniveau	58 dB(A)
Udførelse	Ventileret