



Kvalitet fra Liebherr

Varenummer: LKUexv 1610

Laboratoriekøleskab med ATEX 95-certificering

Med praktisk temperatur- og strømsvigtsalarm

Tilslutning

Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel	R600a

Design og materialer

Dør	Skummet dør
Døre, antal	1 stk.
Styring	Elektronisk
Dørfunktion	Selvlukkende

Dimensioner, volumen og vægt

Nettovolume	130 l
Bruttovolume	141 l
Udvendige dimensioner (BxDxH)	601 mm x 618 mm x 820 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	440 mm x 435 mm x 670 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	615 mm x 709 mm x 875 mm

Udstyr

Antal hylder	3 stk.
Hyldetype	Glashylde

Ydeevne og forbrug

Køletemperatur interval	3 °C til 16 °C
Klimaklasse	7
Energiforbrug (kWh/dag)	0,86 kWh/dag
Lydniveau	47 dB(A)
Udførelse	Ventileret